

水 質 月 表

水系名：天塩川

分析所名：(株)福田水文センター

令和 8年 (2026)

河川名			天塩川					名寄川							
調査地点名			中川	名寄大橋	中士別橋	朝日橋	真勲別頭首工								
調査地点番号			401011281104050	401011281104030	401011281104020	401011281104010	401011281104060								
流量観測所名			菅平	名寄大橋	九十九橋	奥士別	真勲別								
番号	項目	単位	2月 4日	2月 4日	2月 4日	2月 4日	2月 4日	2月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
D 2	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-							
D 3	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-							
D 4	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-							
D 5	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-							
D 6	溶解性マンガ	mg/L	-	-	-	-	-	-							
D 7	総クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F23	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-							
B 8	ヘキサノ抽出物質	mg/L	-	-	-	-	-	-							
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	-	<0.05	<0.05	-	<0.05	-							
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.012	-	-	-	-	-							
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.60	-	-	-	-	-							
G 2	濁度	度	5	4	4	2	1	-							
X 2	導電率	mS/m	-	-	-	-	-	-							
X42	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 1	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 5	イソキサチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 6	ダイアジノン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 7	フェニトロチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 8	イソプロチオラン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F 9	オキシシン銅	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F10	クロロタロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F11	プロピザミド	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F12	有機リン (EPN)	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F13	ジクロルボス	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F14	フェノルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F15	イプロベホス	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F17	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F18	キシレン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F20	ニッケル	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F21	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
F22	アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
J30	塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-							
G 8	エピクロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
G27	マシラ	mg/L	-	-	-	-	-	-							
	PFOS及びPFOA	ng/L	-	-	-	-	-	-							
E19	総有機態炭素	mg/L	-	1.3	1.0	-	1.2	-							
G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L	-	-	-	-	-	-							
G18	ジオスミン	μg/L	-	-	-	-	-	-							
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	0.032	0.027	-	0.030	-							
H 4	クロルピリホス	mg/L	-	-	-	-	-	-							
H 6	トリクロルホン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
H 7	ピリダフェンチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
H30	ブタミホス	mg/L	-	-	-	-	-	-							
H33	ペンディメタリン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
I10	カルバリル	mg/L	-	-	-	-	-	-							
I24	マラチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
J101	シメトリン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
J173	プレチラクロール	mg/L	-	-	-	-	-	-							
J213	モリネー	mg/L	-	-	-	-	-	-							
X48	エディフェンホス	mg/L	-	-	-	-	-	-							
X49	エスプロカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-							
X51	ジクロフェンチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-							
X60	メフェナセ	mg/L	-	-	-	-	-	-							
	A T U - B O D	mg/L	-	-	-	-	-	-							