

様式1-1-3_ダムサイト

河川コード	8101020009
ダムコード	10100121200000
ダム名	留萌ダム

No.	項目	単位	試験方法	5月			6月			記入要領※
1	河川コード	－		8101020009			8101020009			河川コードを記入する。
2	ダムコード	－		10100121200000			10100121200000			ダムコードを記入する。
3	ダム名	－		留萌ダム			留萌ダム			ダム名を記入する。
4	調査年月日	－		2025/05/26			2025/06/19			調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	－		ダムサイト			ダムサイト			調査地点を具体的に記入する。
6	調査開始時刻	－		11:25			11:07			調査の開始時刻を 2 4 時間表示で記入する。
7	天候	－		曇			晴			晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃		12.0			27.0			小数点以下第 1 位まで記入する。
9	全水深	m		14.00			13.50			採水位置の水面より底までの深さを 1 / 1 0 mまで記入する。
10	透視度（河川）	cm		－			－			小数点以下 1 位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m		0.9			2.0			小数点以下 1 位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	－		15			15			フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m		40.79			39.95			
14	流量(河川)	m ³ /s		－			－			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s		1.51			0.23			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s		0.37			1.10			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	調査深度	－		表水層	深水層	底水層	表水層	深水層	底水層	調査深度を記入する。
18	前日の天候	－		雨	雨	雨	晴	晴	晴	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
19	採水水深	m		0.50	7.00	13.00	0.50	6.80	12.50	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
20	水温	℃		15.1	9.3	6.2	21.9	10.1	6.8	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
21	天然水の色	－		灰緑色	灰緑色	灰緑色	灰緑色	灰緑色	灰緑色	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
22	外観（試料水）	－		無色透明	無色透明	淡白色	無色透明	淡白色	淡白色	採取した試料について、上水試験方法に示される分類等により具体的に記入する。
23	臭気（冷時）	－		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	採取した試料について、上水試験方法に示される分類等により具体的に記入する。
24	pH（at25℃）	－	ガラス電極法	7.2	7.0	7.0	7.3	6.7	6.7	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
25	BOD	mg/L	一般希釈法・光学式センサ法	1.1	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
26	CODMn	mg/L	100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量	3.5	2.8	3.1	3.5	2.9	3.2	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
27	SS	mg/L	GFP濾過法	6	6	11	3	7	9	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
28	DO	mg/L	よう素滴定法	11	10	10	9.6	7.0	7.4	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
29	DO飽和率（飽和度）	%	水中の飽和溶存酸素量(表32.1)より	109	87	80	109	62	60	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
30	大腸菌群数	MPN/100ml	BGLB培地直接MPN法	4.9E+01	1.4E+01	1.7E+01	2.3E+01	2.3E+01	7.8E+00	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
31	総窒素（T-N）	mg/L	流れ分析法（ペルオキシニ硫酸カリウム分解-銅・カドミウムカラム還元）	0.29	0.33	0.39	0.16	0.33	0.41	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
32	総リン（T-P）	mg/L	流れ分析法(酸化分解ーモリブデン青発色)	0.017	0.023	0.034	0.013	0.019	0.025	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
33	大腸菌数	CFU/100ml	メンブランフィルター法	1	1	2	18	20	13	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
34	カドミウム	mg/L	ICP質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
35	（全）シアン	mg/L	4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
36	鉛	mg/L	ICP質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
37	六価クロム	mg/L	ICP質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
38	ヒ素	mg/L	ICP質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
39	総水銀	mg/L	還元気化原子吸光法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
40	アルキル水銀	mg/L	ガスクロマトグラフ法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
41	PCB	mg/L	ガスクロマトグラフ法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
42	ジクロロメタン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
43	四塩化炭素	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
44	1,2-ジクロロエタン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
45	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
46	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
47	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
48	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
49	トリクロロエチレン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
50	テトラクロロエチレン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
51	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
52	チウラム	mg/L	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
53	シマジン（CAT）	mg/L	固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
54	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L	固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
55	ベンゼン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
56	セレン	mg/L	ICP質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
57	ふっ素	mg/L	イオンクロマトグラフ法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
58	ほう素	mg/L	ICP質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
59	1,4-ジオキサン	mg/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
60	アンモニウム態窒素	mg/L	流れ分析法(インドフェノール青発色)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
61	亜硝酸態窒素	mg/L	流れ分析法(ナフチルエチレンジアミン発色)	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
62	硝酸態窒素	mg/L	流れ分析法（銅・カドミウムカラム還元ーナフチルエチレンジアミン法）	0.09	0.24	0.28	<0.05	0.22	0.30	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
63	溶解性総窒素	mg/L	流れ分析法（ペルオキシニ硫酸カリウム分解-銅・カドミウムカラム還元）	0.19	0.31	0.36	0.10	0.29	0.35	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
64	オルトリン酸態リン	mg/L	流れ分析法(モリブデン青発色)	0.007	0.016	0.032	0.004	0.011	0.017	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
65	溶解性オルトリン酸態リン	mg/L	流れ分析法(モリブデン青発色)	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
66	溶解性総リン	mg/L	流れ分析法(酸化分解ーモリブデン青発色)	0.005	0.008	0.012	0.005	0.006	0.007	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
67	溶解性CODMn	mg/L	100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(濾過試料)	2.8	2.5	2.7	2.7	2.5	2.5	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
68	クロロフィルa	μg/L	蛍光光度法	6.1	0.66	0.16	0.98	0.48	0.30	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
69	フェオフィチン	μg/L	蛍光光度法	0.88	0.51	0.37	0.12	0.60	0.35	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
70	濁度	度	積分球式測定法	2	5	13	2	7	12	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
71	2-メチルイソボルネオール	ng/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
72	ジオスミン	ng/L	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
73	総トリハロメタン生成能	mg/L	溶媒抽出-GC(ECD)分析法	－	－	－	－	－	－	数値の取り扱いについては下記※のとおり。
74	糞便性大腸菌群数（M-FC）	個/100mL	M-FC寒天培地法	0.0E+00	0.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	数値の取り扱いについては下記※のとおり。

※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法（案）」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所等で定めている場合もあることから、それらを参照する。